



sansumeo

Arbeitsanleitung RFID

Schritt 1



**Bitte tippen Sie
einmal auf die
Menüleiste
„SANSUMEO RFID“ an.**




**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**


Schritt 2




**Bitte tippen Sie
einmal auf die
Menüleiste „Open“
an.**



**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**



**Bitte tippen Sie
einmal auf die
Menüleiste
„Warenannahme“ an.**




Dieser Bildschirm wird automatisch geöffnet.

In Option kann sansumeo-RFID über HL7 mit SAP zusammenarbeiten, dann können die Artikel zu ihrer Bestellung zugeordnet werden.



Bitte drücken Sie an diesem Knopf zweimal, um den vorherigen Bildschirm zu überspringen.



**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**



Bitte drücken Sie diesen Knopf einmal, um die einzelne Warenannahme zu starten.

Merlin

File Zoom Tools Help

Warenannahme:(0)

sansumeo v10.0(Professional) **0/0**

MED 00014765


Land:	81	USA / Kanada
Firma:	170	Helical
Artikel Nr:	01015	100515HC-R-
Serialnr.:	00014765	
ArtName:	MICROPLEX 10	
Verfall:	01/06/2014	
Charge:	99060309	

ENDE Zurück

**Nach dem Lesen
aller Code eines
Artikels wird dieser
Bildschirm
automatisch geöffnet.**




Bitte drücken Sie an diesem Knopf einmal, um die einzelne Warenannahme zu beenden.




**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**




**Sie können Schritte 5 und 6
beliebig wiederholen, um
mehrere Artikel anzunehmen!**



Hier zeigt es, wie viele Artikel erfasst worden sind.



Wenn Sie alle Artikel erfasst haben, dann können Sie auf die Menüleiste „Zurück“ tippen.



**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet**



Warenannahme ist beendet!



Warenausgabe

Schritt 1



**Bitte tippen Sie
einmal auf die
Menüleiste
„SANSUMEO RFID“ an.**




**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**


Schritt 2




**Bitte tippen Sie
einmal auf die
Menüleiste „Open“
an.**



**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**



**Bitte tippen Sie
einmal auf die
Menüleiste
„Warenausgabe“ an.**




**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**

Schritt 4


The screenshot shows a window titled "Merlin" with a menu bar containing "File", "Zoom", "Tools", and "Help". The main area displays "Ausgang:(12)" in a grey header, followed by "sansumeo v10.0(Professional)" and a "0/0" indicator. Below this is a large empty text input field. A smaller input field labeled "FallNr.:" is circled in red, with a red arrow pointing to it from a larger red oval on the right. At the bottom, there are two buttons: "Start" (green) and "Zurück" (light blue).

Hier wird die Fallnummer eingetragen, um den Artikelverbrauch mit dem Krankenhaussystem auszutauschen.




***Hier ist die eingetragene
Fallnummer.***

Schritt 5




Sie können die Menüleiste „Zurück“ antippen, um in den Bildschirm der Warenausgabe zu gehen.



**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**




Bitte drücken Sie diesen Knopf einmal, um die Scansitzung der Warenausgabe zu starten.




Nach dem Lesen aller ausgegebenen Artikel wird dieser Bildschirm automatisch geöffnet.


Die Daten werden automatisch gespeichert, Wenn Sie nicht auf der Menüleiste „Zurück“ antippen.




Wenn Sie alle ausgegebenen Artikel zu einer Fallnummer erfasst haben, dann können Sie auf die Menüleiste „ENDE“ antippen.




**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**



Wenn Sie auf der Menüleiste „Start“ antippen, dann können Sie weitere Artikel zu der Fallnummer ergänzen.



Wenn Sie alle ausgegebenen Artikel erfasst haben, dann können Sie auf die Menüleiste „Zurück“ tippen.



**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet**




Warenausgabe ist beendet!




Datenaustausch

Schritt 1




**Bitte klicken Sie
mit dem Maus einmal
auf dem Programm
„SANSUMEO“.**



**Dieser Bildschirm
wird automatisch
geöffnet.**



**Bitte starten Sie
mit dem Maus das
Programm.**



Schritt 3


The screenshot shows a software window titled "rechts der Isar/NRA: SCAN-Sitzung". It contains two data tables. The left table, "SCAN-Sitzung", has columns "Datum" and "Sitz", with one row containing "01.01.1900" and a red square. The right table, "SCAN-JOB", has columns "Typ", "EingID", "AusgID", and "Sitz", which are currently empty. At the bottom, there is a menu bar with buttons: "Austausch", "Fallnummer", "Artikel-Einlesen", "Artikel-Auslesen", and "Stammdaten". A red oval highlights the "Austausch" button, and a red arrow points from a text box to it. The text box contains the instruction: "Bitte tippen Sie auf der Menüleiste „Austausch“ an."

SCAN-Sitzung	
Datum	Sitz
01.01.1900	

SCAN-JOB			
Typ	EingID	AusgID	Sitz


Bitte tippen Sie auf der Menüleiste „Austausch“ an.

Austausch Fallnummer Artikel-Einlesen Artikel-Auslesen Stammdaten



Schritt 4


The screenshot shows a desktop environment with a window titled "rechts der Isar/NRA: SCAN-Sitzung". The window contains two tables: "SCAN-Sitzung" and "SCAN-JOB". The "SCAN-Sitzung" table has columns "Datum" and "Sitz" with one row containing "01.01.1900" and a red square. The "SCAN-JOB" table has columns "Typ", "EingID", "AusgID", and "Sitz". A red callout box with the text "Bitte klicken Sie doppelt auf das Logo." is overlaid on the right side of the window. A red arrow points from the callout box to a small logo in the top-left corner of the window's title bar area. Below the tables are buttons for "Austausch", "Einlesen", "Artikel-Auslesen", and "Stammdaten".

SCAN-Sitzung	
Datum	Sitz
01.01.1900	

SCAN-JOB			
Typ	EingID	AusgID	Sitz

Bitte klicken Sie doppelt auf das Logo.

Austausch Einlesen Artikel-Auslesen Stammdaten



Schritt 5

The screenshot shows a desktop environment with a window titled 'rechts der Isar/NRA: SCAN-Sitzung'. This window contains two tables. The first table, 'SCAN-Sitzung', has columns 'Datum' and 'Sitz'. The second table, 'SCAN-JOB', has columns 'Typ', 'EingID', 'AusgID', and 'Sitz'. A red circle highlights the 'AnnahmeSingle' entry in the 'SCAN-JOB' table. Below the main window, a smaller window titled 'rechts der Is...' is open, showing a list of files: '000.txt', '001.txt', and '002.txt'. A red circle highlights the close button (X) in the top right corner of this smaller window. A large red circle encompasses the text overlay and the close button of the smaller window.

SCAN-Sitzung		SCAN-JOB			
Datum	Sitz	Typ	EingID	AusgID	Sitz
29.07.2013 14:15:35		AnnahmeSingle	6	0	

000.txt
001.txt
002.txt

Austausch Einlesen Artikel-Auslesen Stammdaten

**Bitte schließen Sie erst
das kleine Fenster und
dann tippen Sie
doppelt auf der kleinen
Ecke an.**

The screenshot shows a SAP interface with three windows. The top window is 'rechts der Isar/NRA: SCAN-Sitzung' with a table:

SCAN-Sitzung		SCAN-JOB			
Datum	Sitz	Typ	EingID	AusgID	Sitz
29.07.2013 14:15:35		AnnahmeSingle	6	0	

The middle window is 'rechts der Isar/NRA: Eingang' with a table:

Eingang		Eingang-Artikel			
Pos	ArtNum	Art.Name	GerID	Menge	
20		HydroSoft 10	00005243	1	
10		MICROPLEX 10	00014765	1	

The 'Eingang' section on the left contains the following fields:

- Mandant: NRA
- EingID: 6
- LieSys: 0
- PerSys: 0
- GerID:
- Geraet: 0
- Eingang: 29.07.2013 14:15:38
- Bem:
- EingSys: 101291
- IDMeil: 0
- ObjSys: 0

The 'Lieferant' section contains:

- Kürzel:
- LieNum:

A red circle highlights the 'Eingang-Artikel' table and the 'EingSys' field.

Dieser Bildschirm wird automatisch geöffnet. Datenaustausch ist abgeschlossen.

Schritt 6

The screenshot shows two SAP windows. The top window, titled 'rechts der Isar/NRA: SCAN-Sitzung', displays a table with columns 'Datum' and 'Sitz'. The bottom window, titled 'rechts der Isar/NRA: Eingang', displays a table with columns 'Pos', 'ArtNum', 'Art.Name', 'GerID', and 'Menge'. A red oval highlights the second row of this table, which has a small checkbox in the 'Pos' column.

Pos	ArtNum	Art.Name	GerID	Menge
20		HydroSoft 10	00005243	1
10		MICROPLEX 10	00014765	1

**Bitte tippen Sie
doppelt auf dem
kleinen Kästchen an.**